

Vitesse de sédimentation des hématies

Mars 2024 : Le fournisseur a modifié les dates d'évaluation des campagnes 1 et 2.

Hématologie - Banque de sang Année 2024

ERSR432-24

Oneworld Accuracy ISO/CEI 17043:2010

Oneworld Accuracy

Fréquence :	3 X par an
Type d'entités et volume :	2 Tubes, 6 ml
Analyses demandées :	Vitesse de sédimentation des hématies
Matrices :	Sang total simulé
Analytes évalués :	Vitesse de sédimentation des hématies (VSH)
Type de résultats évalués :	Quantitatifs
Objectifs du sous-programme :	Évaluer la performance des participants lorsqu'ils effectuent une vitesse de sédimentation des hématies.
Spécifications :	Non compatible avec: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alcor iSED ▪ HemaTechnologies ESR STAT PLUS ▪ HemaTechnologies ESR STAT 80 ▪ Toutes les plates-formes ESR d'Alifax

À noter : Avec 1 seule inscription, il est possible de soumettre jusqu'à 5 séries de résultats différents, ce qui permet au participant d'être évalué pour 5 différentes méthodes d'analyse en utilisant les mêmes entités.

Détermination des valeurs assignées : Valeurs consensuelles provenant des participants.

Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :

Paramètres analytiques	Principes analytiques
20381 - Sédimentation automatisée	Précipitation Spectrophotométrie
20490 - Sédimentation manuelle	Précipitation

Calendrier 2024

Campagne	Ouverture	Fermeture
1	2024-04-10	2024-05-01

Campagne	Ouverture	Fermeture
2	2024-06-26	2024-07-17

Campagne	Ouverture	Fermeture
3	2024-09-25	2024-10-16

Date d'approbation : 2023-09-27