Vitesse de sédimentation des hématies

Mars 2024 : Le fournisseur a modifié les dates d'évaluation des campagnes 1 et 2.

Hématologie - Banque de sang Année 2024

ERSR432-24

Oneworld Accuracy ISO/CEI 17043:2010

Oneworld Accuracy

Fréquence: 3 X par an **Type d'entités et volume:** 2 Tubes, 6 ml

Analyses demandées: Vitesse de sédimentation des hématies

Matrices: Sang total simulé

Analytes évalués: Vitesse de sédimentation des hématies (VSH)

Type de résultats évalués : Quantitatifs

Objectifs du sous-programme : Évaluer la performance des participants lorsqu'ils effectuent une vitesse de

sédimentation des hématies.

Spécifications : Non compatible avec:

Alcor iSED

HemaTechnologies ESR STAT PLUSHemaTechnologies ESR STAT 80

■ Toutes les plates-formes ESR d'Alifax

À noter: Avec 1 seule inscription, il est possible de soumettre jusqu'à 5 séries de résultats différents, ce qui permet au participant d'être évalué pour 5 différentes méthodes d'analyse en utilisant les mêmes entités.

Détermination des valeurs assignées :

Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :

Valeurs consensuelles provenant des participants.

Paramètres analytiques	Principes analytiques
20381 - Sédimentation automatisée	Précipitation Spectrophotométrie
20490 - Sédimentation manuelle	Précipitation

Calendrier 2024

Campagne	Ouverture	Fermeture
1	2024-04-10	2024-05-01

2025-08-20 Page 1 de 2

APTITUDE - INSPQ

Campagne	Ouverture	Fermeture
2	2024-06-26	2024-07-17

Campagne	Ouverture	Fermeture
3	2024-09-25	2024-10-16

Date d'approbation : 2023-09-27

2025-08-20 Page 2 de 2