

Réticulocytes (Beckman Coulter)

Mars 2024 : Le fournisseur a modifié les dates d'évaluation des campagnes 1 et 2.

Hématologie - Banque de sang Année 2024

RETC432-24

Oneworld Accuracy ISO/CEI 17043:2010

Oneworld Accuracy

| | |
|--------------------------------------|---|
| Fréquence : | 3 X par an |
| Type d'entités et volume : | 2 Tubes, 4 ml |
| Analyses demandées : | Décompte de réticulocytes |
| Matrices : | Sang total simulé |
| Analytes évalués : | Numération érythrocytaire Décompte de réticulocytes Réticulocytes % Fraction de réticulocytes immatures (IRF) |
| Type de résultats évalués : | Quantitatifs |
| Objectifs du sous-programme : | Évaluer la performance des participants lorsqu'ils effectuent un décompte de réticulocytes automatisé. |
| Spécifications : | Compatible avec: <ul style="list-style-type: none">Beckman Coulter GENS et séries LH, DxH 600/700/800/900Siemens ADVIA 120/2120/2120i Non compatible avec: <ul style="list-style-type: none">Beckman Coulter DxH 500 Pour les appareils de type Sysmex, voir RETD432. |

Détermination des valeurs assignées : Valeurs consensuelles provenant des participants.

Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :

| Paramètres analytiques | Principes analytiques |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 20470 - Réticulocytes (automatisé) | Cytométrie en flux Impédancemétrie |

Calendrier 2024

| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|----------|------------|------------|
| 1 | 2024-04-10 | 2024-05-01 |

| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|-----------------|------------------|------------------|
| 2 | 2024-06-26 | 2024-07-17 |

| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|-----------------|------------------|------------------|
| 3 | 2024-09-25 | 2024-10-16 |

Date d'approbation : 2023-09-27