

Phénotype (antigène) érythrocytaire - Manuel

Hématologie - Banque de sang Année 2024

RBCAT-24

CAP ISO/CEI 17043:2010

Catalog and Ordering Information | College of American Pathologists

Fréquence :	2 X par an
Type d'entités et volume :	2 Tubes, 2 ml
Analyses demandées :	Phénotype (antigène) érythrocytaire avec une technique manuelle.
Matrices :	Suspension érythrocytaire 2-4%
Analytes évalués :	Phénotypage érythrocytaire antigène C - Manuel Phénotypage érythrocytaire antigène E - Manuel Phénotypage érythrocytaire antigène K - Manuel Phénotypage érythrocytaire antigène c - Manuel Phénotypage érythrocytaire antigène k - Manuel Phénotypage érythrocytaire antigène e - Manuel Phénotype (antigène) érythrocytaire - Manuel
Type de résultats évalués :	Qualitatifs
Objectifs du sous-programme :	Évaluer la performance des participants lorsqu'ils effectuent un phénotype (antigène) érythrocytaire avec une technique manuelle.
Spécifications :	Ce programme inclue généralement les antigènes des systèmes Rh, Kell, MNSs, Duffy et Kidd.
	Paramètre 10137 : Principe analytique couvert par ce programme, cependant les phénotypes rares ne sont pas tous évalués.

Détermination des valeurs assignées : Valeurs consensuelles provenant des participants.

Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :

Paramètres analytiques	Principes analytiques
10136 - Phénotype érythrocytaire commun (patient ou produit / par antigène / excluant ABO, D / incluant contrôles) (manuel)	Méthode immunologique d'héماغglutination et dérivée
10137 - Phénotype érythrocytaire rare (patient ou produit / par antigène / incluant contrôles) (manuel)	Méthode immunologique d'héماغglutination et dérivée

Calendrier 2024

Campagne	Ouverture	Fermeture
A	2024-03-18	2024-04-09

Campagne	Ouverture	Fermeture
Analytes	Phénotypage érythrocytaire antigène C - Manuel Phénotypage érythrocytaire antigène E - Manuel Phénotypage érythrocytaire antigène K - Manuel Phénotypage érythrocytaire antigène c - Manuel Phénotypage érythrocytaire antigène k - Manuel Phénotypage érythrocytaire antigène e - Manuel	
Campagne	Ouverture	Fermeture
B	2024-10-28	2024-11-19
Analytes	Phénotype (antigène) érythrocytaire - Manuel	

Date d'approbation : 2023-09-28