

Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct) - Manuel ou automatisé

Mars 2024 : Le fournisseur a modifié les dates d'évaluation des campagnes 1 et 2.

Hématologie - Banque de sang Année 2024

DATG432-24

Oneworld Accuracy ISO/IEC 17043:2010

Oneworld Accuracy

Fréquence :	3 X par an
Type d'entités et volume :	2 Tubes, 1 ml
Analyses demandées :	Test direct à l'antiglobuline (test de Coombs direct polyspécifique ou monospécifique) manuel ou automatisé.
Matrices :	Suspension érythrocytaire
Analytes évalués :	Test direct à l'antiglobuline
Type de résultats évalués :	Qualitatifs
Objectifs du sous-programme :	Évaluer la performance des participants lorsqu'ils effectuent un test direct à l'antiglobuline (Coombs direct polyspécifique ou monospécifique) de façon manuelle ou automatisée.
Détermination des valeurs assignées :	Valeurs consensuelles provenant des participants.
Sources potentielles d'erreur :	Aucune source potentielle d'erreur n'a été identifiée pour ce sous-programme
Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :	

Paramètres analytiques

Principes analytiques

10032 - Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (technique en tube) (manuelle)

Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée

10034 - Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (technique en gel) (manuelle)

Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée

10028 - Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (automatisée)

Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée

Calendrier 2024

Campagne	Ouverture	Fermeture
1	2024-04-10	2024-05-01

Campagne	Ouverture	Fermeture
2	2024-06-26	2024-07-17

Campagne	Ouverture	Fermeture
3	2024-09-25	2024-10-16

Date d'approbation : 2023-10-03