

# Anticorps antinucléaires (ANA)

## Hématologie - Banque de sang Année 2026

ANA-26

CAP ISO/IEC 17043

Proficiency Testing | College of American Pathologists

<b>Fréquence :</b>	3 X par an				
<b>Type d'entités et volume :</b>	5 Tubes, 0,5 ml 1 Défi virtuel éducatif (interprétation de profils)				
<b>Analyses demandées :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recherche d'anticorps anti-nucléaires</li> <li>▪ Quantification d'anticorps anti-nucléaires</li> <li>▪ Identification de profils de colorations d'anticorps anti-nucléaires (images)</li> </ul>				
<b>Matrices :</b>	Défi virtuel, Sérum				
<b>Analytes évalués :</b>	ANA - Dépistage   ANA - Quantification   ANA - Profils de coloration				
<b>Type de résultats évalués :</b>	Quantitatifs, Qualitatifs				
<b>Objectifs du sous-programme :</b>	Évaluer la performance des participants lorsqu'ils effectuent la recherche et/ou la quantification d'anticorps anti-nucléaires. Fournir aux participants des exercices d'interprétation de profils de colorations d'anticorps anti-nucléaires (images).				
<b>Spécifications :</b>	<p><b>Méthodes/Principes analytiques ciblés</b></p> <p>Le volet qualitatif (dépistage positif/négatif) de ce programme s'applique au dépistage ANA via chimioluminescence, immunoessais enzymatiques et essais multiplex sur billes, en plus de celui par immunofluorescence. Cependant, ce programme n'est pas approprié afin de valider votre performance lors d'un dépistage strictement dirigé envers les quelques anticorps du groupe ENA.</p>				
<b>Détermination des valeurs assignées :</b>	Valeurs consensuelles provenant des participants selon les modalités du fournisseur.				
<b>Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paramètres analytiques</th> <th>Principes analytiques</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20717 - Anti-nucléaires (ANA) (dépistage par immunofluorescence) (par dilution)</td> <td>Immunoessai - fluorescence</td> </tr> </tbody> </table>	Paramètres analytiques	Principes analytiques	20717 - Anti-nucléaires (ANA) (dépistage par immunofluorescence) (par dilution)	Immunoessai - fluorescence
Paramètres analytiques	Principes analytiques				
20717 - Anti-nucléaires (ANA) (dépistage par immunofluorescence) (par dilution)	Immunoessai - fluorescence				

## Calendrier 2026

Campagne	Ouverture	Fermeture
A	2026-03-16	2026-04-07

<b>Campagne</b>	<b>Ouverture</b>	<b>Fermeture</b>
B	2026-08-10	2026-09-01

  

<b>Campagne</b>	<b>Ouverture</b>	<b>Fermeture</b>
C	2026-11-09	2026-12-01

Date d'approbation : 2025-09-23