

Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct) - Manuel

Hématologie - Banque de sang Année 2024

DAT-24

CAP

Catalog and Ordering Information | College of American Pathologists

| | |
|--|--|
| Fréquence : | 2 X par an |
| Type d'entités et volume : | 3 Tubes, 2 ml |
| Analyses demandées : | Test direct à l'antiglobuline (test de Coombs direct polyspécifique ou monospécifique) par technique manuelle en gel ou en tube. |
| Matrices : | Suspension érythrocytaire 3% |
| Analytes évalués : | Test direct à l'antiglobuline - Manuel |
| Type de résultats évalués : | Qualitatifs |
| Objectifs du sous-programme : | Évaluer la performance des participants lorsqu'ils effectuent un test direct à l'antiglobuline (test de Coombs direct polyspécifique ou monospécifique) de manière manuelle. |
| Détermination des valeurs assignées : | Valeurs consensuelles provenant des participants. |

Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :

| Paramètres analytiques | Principes analytiques |
|---|---|
| 10032 - Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (technique en tube) (manuelle) | Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée |
| 10034 - Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (technique en gel) (manuelle) | Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée |

Calendrier 2024

| Campagne | Ouverture | Fermeture |
|----------|------------|------------|
| A | 2024-02-19 | 2024-03-12 |
| Campagne | Ouverture | Fermeture |
| B | 2024-10-07 | 2024-10-29 |

Date d'approbation : 2023-09-28