

PANEL Sérologie Strongyloides

Microbiologie Année 2025

PANEL-04-25

LSPQ

Fréquence :	2 X par an
Type d'entités et volume :	3 Cryovials, 500 µl
Analyses demandées :	Détection de strongyloides (ELISA IgG)
Matrices :	Sérum
Analytes évalués :	Anti-Strongyloide IgG Ratio
Type de résultats évalués :	Qualitatifs
Objectifs du sous-programme :	Vérifier la capacité des laboratoires à détecter correctement des anticorps sériques de classe IgG dirigés contre Strongyloides
Spécifications :	3 entités congelées soumises pour détection de strongyloides (ELISA IgG). Ce sous-programme est offert avec une entente inter-laboratoire seulement.
Détermination des valeurs assignées :	Valeurs connues, avec des résultats déterminés par une formulation spécifique de l'entité soumise à l'essai d'aptitude.
Sources potentielles d'erreur :	Aucune source potentielle d'erreur n'a été identifiée pour ce sous-programme.
Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :	» Ajout/Gestion des paramètres analytiques

Calendrier 2025

Campagne	Ouverture	Fermeture
----------	-----------	-----------

A	2025-04-28	2025-05-14
---	------------	------------

Campagne	Ouverture	Fermeture
----------	-----------	-----------

B	2025-10-20	2025-11-05
---	------------	------------

Date d'approbation : 2025-03-06