

# Test direct à l'antiglobuline (Coombs direct) - Manuel

## Hématologie - Banque de sang Année 2025

DAT-25

CAP ISO/IEC 17043:2010

Catalog and Ordering Information | College of American Pathologists

<b>Fréquence :</b>	2 X par an
<b>Type d'entités et volume :</b>	3 Tubes, 2 ml
<b>Analyses demandées :</b>	Test direct à l'antiglobuline (test de Coombs direct polyspécifique ou monospécifique) par technique manuelle en gel ou en tube.
<b>Matrices :</b>	Suspension érythrocytaire 3%
<b>Analytes évalués :</b>	Test direct à l'antiglobuline - Manuel
<b>Type de résultats évalués :</b>	Qualitatifs
<b>Objectifs du sous-programme :</b>	Évaluer la performance des participants lorsqu'ils effectuent un test direct à l'antiglobuline (test de Coombs direct polyspécifique ou monospécifique) manuellement.
<b>Détermination des valeurs assignées :</b>	Valeurs consensuelles provenant des participants selon les modalités du fournisseur.

### Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :

Paramètres analytiques	Principes analytiques
10032 - Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (technique en tube) (manuelle)	Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée
10034 - Coombs direct polyspécifique ou monospécifique (technique en gel) (manuelle)	Méthode immunologique d'hémagglutination et dérivée

### Calendrier 2025

Campagne	Ouverture	Fermeture
A	2025-02-17	2025-03-11
B	2025-10-06	2025-10-28

