

Extraction d'ADN : tissu fixé formaldéhyde, paraffiné (FFPE)

Inscription sur APTITUDE et sur le site de GenQA - voir la section Spécifications.

Pathologie et oncologie Année 2025

2025DNAP

GenQA ISO/IEC 17043:2010

[EQA Testing](#) | [List of EQAs](#) | [Laboratory Testing](#)

Fréquence :	1 X par an				
Type d'entités et volume :	3 Sections de tissus paraffinés				
Analyses demandées :	Extraire l'ADN d'échantillons de tissus fixés à la formaldéhyde et enrobés de paraffine (FFPE). Rapporter les résultats selon le format spécifié.				
Matrices :	Bloc tissulaire paraffiné, Bloc cellulaire paraffiné				
Analytes évalués :	Quantité d'ADN extrait - FFPE Volume d'ADN extrait - FFPE Qualité de l'ADN extrait - FFPE				
Type de résultats évalués :	Qualitatifs				
Objectifs du sous-programme :	Évaluer la performance des participants lorsqu'ils extraient de l'ADN à partir d'échantillons de tissus fixés à la formaldéhyde et enrobés de paraffine (FFPE). Évaluer la qualité et de la quantité de l'ADN extrait.				
Spécifications :	<p>Participation à ce programme en anglais seulement.</p> <p>Les participants doivent accéder aux instructions et aux renseignements sur les cas et les échantillons en ligne et les analyser conformément aux protocoles de leur laboratoire ou de leur centre.</p> <p>Les participants doivent soumettre leurs résultats/ADN anonymisés avant la date limite en utilisant le formulaire fourni par GenQA.</p> <p>Les participants auront une période de 3 semaines pour soumettre leurs résultats.</p> <p>ATTENTION : Pour que le PEEQ défraie les coûts liés à ce programme, il est essentiel de vous inscrire via votre compte sur la plateforme de GenQA, AINSI que sur APTITUDE.</p>				
Détermination des valeurs assignées :	Valeurs connues, avec des résultats déterminés par une formulation spécifique de l'entité soumise à l'essai d'aptitude.				
Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Paramètres analytiques</th> <th style="text-align: left;">Principes analytiques</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75008 - Extraction ADN ou ARN à partir d'un tissu paraffiné</td> <td>Détection d'acides nucléiques</td> </tr> </tbody> </table>	Paramètres analytiques	Principes analytiques	75008 - Extraction ADN ou ARN à partir d'un tissu paraffiné	Détection d'acides nucléiques
Paramètres analytiques	Principes analytiques				
75008 - Extraction ADN ou ARN à partir d'un tissu paraffiné	Détection d'acides nucléiques				

Calendrier 2025

Campagne	Ouverture	Fermeture
A	2025-11-03	2025-11-21
Info. supp.	Dates à confirmer par le fournisseur au début d'avril 2025.	

Date d'approbation : 2024-09-25