

Bactériologie – Identification et antibiogramme

Microbiologie Année 2025

PEEQM-03-25

LSPQ ISO/IEC 17043:2010

Fréquence :	2 X par an
Type d'entités et volume :	≈ 14 Variable, 1-10 ml
Analyses demandées :	<ul style="list-style-type: none">▪ Identification bactérienne, détection bactérienne, détermination de la sensibilité aux antibiotiques, dépistage.
Matrices :	Culture, Échantillon clinique, Hémo-culture, Pus profond, Pus superficiel, Selles Permis ASPC requis
Analytes évalués :	Sensibilité aux antibiotiques Décision d'effectuer une déclaration MADO Détection bactérienne Identification bactérienne Dépistage
Type de résultats évalués :	Qualitatifs
Objectifs du sous-programme :	<ul style="list-style-type: none">▪ Évaluer la capacité des participants à identifier ou détecter correctement les bactéries;▪ Évaluer la capacité des laboratoires à déterminer la présence d'entérobactéries productrices de carbapénèmases (EPC);▪ Évaluer la capacité des laboratoires à déterminer la présence d'Enterococcus résistant à la vancomycine (ERV);▪ Lorsqu'effectué, évaluer si l'interprétation de la sensibilité aux antibiotiques est conforme aux résultats attendus;▪ Vérifier que les laboratoires font une déclaration de MADO lorsque requise.
Spécifications :	<ul style="list-style-type: none">▪ 5 entités cliniques simulées de bactéries pour culture et identification ou détection, et s'il y a lieu un antibiogramme sera demandé;▪ 4 entités congelées pour la recherche d'entérobactéries productrices de carbapénèmases (EPC);▪ 4 entités congelées pour la recherche d'Enterococcus résistant à la vancomycine (ERV);▪ 1 culture bactérienne d'E. coli pour antibiogramme;▪ La matrice et l'origine des entités varient d'une campagne à l'autre;▪ Les paramètres et principes analytiques ciblés par ce sous-programme sont fournis afin de faciliter la planification des essais d'aptitude par les participants. Ceux ciblés par ce sous-programme inclut autant les étapes pré-analytiques qu'analytiques. Toutefois, seul le résultat analytique est exigé lors de la soumission des résultats. Par exemple, bien que le paramètre 40127 (Ensemble des tests d'orientation préalables à l'identification d'un micro-organisme) soit ciblé par le présent sous-programme, seul le résultat d'identification est demandé. De plus, ils peuvent ne pas couvrir tous ceux inclus dans la portée d'accréditation du participant. Toutefois, ce dernier peut, après évaluation, inclure la couverture d'autres paramètres et principes analytiques au présent sous-programme. Le cas échéant, il est de la responsabilité du participant de

bien documenter leur évaluation.

Détermination des valeurs assignées :

Valeurs de référence certifiées, déterminées par des méthodes d'essai ou de mesure définitives.

Sources potentielles d'erreur :

Aucune source potentielle d'erreur n'a été identifiée pour ce sous-programme.

Paramètres et principes analytiques potentiellement couverts :

Paramètres analytiques	Principes analytiques
40103 - Identification d'une bactérie après incubation courte, à partir d'une hémoculture, au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse - MALDI-TOF)	Détermination phénotypique par spectrométrie de masse
40125 - Identification d'un micro-organisme au genre ou à l'espèce (galeries API)	Détermination phénotypique : caractérisation biochimique
40126 - Identification d'un micro-organisme au genre ou à l'espèce (cartes d'identification sur automates tels que VITEK®, Phoenix® ou MicroScan®)	Détermination phénotypique : caractérisation biochimique
40046 - Concentration minimale inhibitrice (CMI) (dilution en bouillon) (par bactérie)	Détermination phénotypique : épreuves de sensibilité
40047 - Concentration minimale inhibitrice (CMI) microplaque / carte automatisée (par bactérie)	Détermination phénotypique : épreuves de sensibilité
40048 - Concentration minimale inhibitrice en diffusion (CMI) (bandelette) (par antibiotique et par bactérie)	Détermination phénotypique : épreuves de sensibilité
40101 - Hémoculture (1 bouteille : aérobie ou anaérobie)	Examen microscopique incluant préparation Culture bactérienne
40102 - Hémoculture (2 bouteilles : aérobie + anaérobie)	Examen microscopique incluant préparation Culture bactérienne
40130 - Coloration Gram (sur colonie)	Examen microscopique incluant préparation
40140 - Kirby Bauer (par bactérie) (antibiogramme par diffusion)	Détermination phénotypique : épreuves de sensibilité
40165 - Liquide biologique (autre que LCR) (culture)	Examen microscopique incluant préparation Culture bactérienne
40201 - Staphylococcus aureus (nez) (culture) (sauf SARM)	Culture bactérienne
40242 - Pus profond (avec recherche d'anaérobies, incluant Actinomyces)	Examen microscopique incluant préparation Culture bactérienne

40243 - Pus superficiel (sans recherche d'anaérobies)	Examen microscopique incluant préparation Culture bactérienne
40263 - Selles (culture)	Culture bactérienne
40128 - Ensemble des tests d'orientation préalables à l'identification d'un micro-organisme (par MALDI-TOF)	Détermination phénotypique : caractérisation biochimique
40063 - Enterococcus résistant à la vancomycine (ERV) (culture spécifique) (dépistage par gélose chromogénique)	Culture bactérienne
40124 - Identification d'une bactérie au genre ou à l'espèce (spectrométrie de masse - MALDI-TOF)	Détermination phénotypique par spectrométrie de masse
40127 - Ensemble des tests d'orientation préalables à l'identification d'un micro-organisme (sur colonie)	Détermination phénotypique : caractérisation biochimique
40020 - Bactérie gram négatif multirésistance (bêta-lactamase-ESBL, carbapenemase) (dépistage)	Culture bactérienne Détermination phénotypique : épreuves de sensibilité

Calendrier 2025

Campagne	Ouverture	Fermeture
A	2025-09-15	2025-10-08
Analytes	Sensibilité aux antibiotiques Décision d'effectuer une déclaration MADO Détection bactérienne Identification bactérienne	

Campagne	Ouverture	Fermeture
Param. analytiques	40046	
	40047	
	40048	
	40101	
	40102	
	40103	
	40124	
	40125	
	40126	
	40127	
	40128	
	40130	
	40140	
	40165	
	40201	
	40242	
	40243	
40263		

Info. supp. Conditions de transport et de conservation: Variables (ambiantes, réfrigérées ou congelées).

Campagne	Ouverture	Fermeture
B	2025-11-10	2025-12-03
Analytes	Dépistage	
Param. analytiques	40063 40020	

Info. supp. Conditions de transport et de conservation: Congelées.

Date d'approbation : 2024-09-30